




甘李<sup>®</sup> 秀霖针<sup>®</sup>

一次性胰岛素笔用针头






# 甘李<sup>®</sup> 秀霖针<sup>®</sup>

## 一次性胰岛素笔用针头




### 钻切针尖。

采用钻切三斜面设计，能够降低对组织的创伤。



### 型号规格：



- 0.23 x 4mm/32G RW (正常壁 极细极短型)
- 0.25 x 6mm/31G ETW 超薄壁 超细型)
- 0.30 x 6mm/30G ETW 超薄壁 普通型)
- 0.25 x 8mm/31G ETW (超薄壁 超细加长型)
- 0.30 x 8mm/30G ETW 超薄壁 普通加长型)




采用超薄壁技术、药液流速快。

### 产品系列型号多样。


能够满足各类用户的多样选择和注射需求。



针管表面润滑剂涂层，采用道康宁医疗级分散剂和硅油处理工艺标准




无弯钩、无毛刺



经环氧乙烷灭菌 避免细菌污染

### 刚性优、穿刺力强。

通过减少刀磨角和增加斜面长度，注射端最大刺穿力 $\leq 0.7N$



注：穿刺力：依据GB15811-2016标准；刚性：依据ISO 11608-2:2012标准。

### 易安装、适配主流注射笔。

依据ISO 11608-2:2012标准。适配于市面上主流笔式胰岛素注射器。



适配笔式胰岛素注射器品牌：详见包装及说明书，或请咨询甘李科技江苏有限公司客服人员

适用范围：一次性胰岛素笔用针头配合笔式胰岛素注射器使用，向人体注射胰岛素。



注册名称：一次性胰岛素笔用针头  
生产许可证编号：苏食药监械生产许20180160号  
注册证编号：国械注准20193140761  
产品技术要求编号：国械注准20193140761

注册名称：笔式胰岛素注射器  
生产许可证编号：苏食药监械生产许20180160号  
注册证编号：苏械注准20182141578  
产品技术要求编号：苏械注准20182141578

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用  
禁忌内容或者注意事项详见说明书  
其他内容详见说明书

广告审查批准文号：苏械广审（文）第231223-12099号  
版本号：GG\_2020\_001